

**MORPHISTO**

Evolutionsforschung und Anwendung GmbH

 Eignung:
 Kategorie:
Färbeprotokoll für:**Färbekit: Fite-Faraco-Färbung****Art.-Nr.: 13240**

gedruckt: 17.07.2015

Protokoll Version , vom:

Formblatt Version 1.0 vom 01.09.2009

Nr.	Art.-Nr.	Lösung	Dauer	exakt	Agit	Vorgang:	Bemerkung:
1 .	13237	Xylol-Erdnussöl	00:10:00	nein	nein	Entparaffinieren	
2 .	13237	Xylol-Erdnussöl	00:10:00	nein	nein	Entparaffinieren	
3 .	13237	Xylol-Erdnussöl	00:05:00	nein	nein	Entparaffinieren	
4 .						Trocknen	abtupfen
5 .						Trocknen	abtupfen
6 .							
7 .	R00525	Aqua nondest / Leitungswasser	00:01:00	nein	nein	Wässern	
8 .	12246	Karbolfuchsin nach Ziehl-Neelsen	00:20:00	ja	nein	Färben	NICHT ERWÄRMEN!
9 .	R00525	Aqua nondest / Leitungswasser	00:00:30	ja	nein	Spülen	
10.	10372	Salzsäure Alkohol 1 %ig	00:01:00	ja	nein	Differenzieren	bis keine Farbwolken
11.	R00525	Aqua nondest / Leitungswasser	00:00:30	ja	nein	Spülen	
12.	13243	Methylenblau 0,25 %ig, wässrig	00:00:30	ja	nein	Gegenfärbung	
13.	R00525	Aqua nondest / Leitungswasser	00:00:30	ja	nein	Färben	
14.							
15.							
16.							
17.							
18.						Trocknen	abtupfen
19.						Trocknen	abtupfen
20.							
21.							
22.	11070	Xylol	00:02:00	nein	nein	Entwässern	
23.	11070	Xylol	00:02:00	nein	nein	Entwässern	
24.	11070	Xylol	00:02:00	nein	nein	Entwässern	
25.	12318	Eindeckmittel (xylolhaltig)	00:04:00	nein	nein	Eindecken	

Gesamtdauer der Färbung: 00:59:00 Std.**Ergebnis:**

Lepra-Bazillen: magenta
Kerne: blau
Erythrozyten: zart pink

Hinweise:**Verwendung**

Färbung zum Nachweis von Lepra-Bakterien (Leprosi bacili)

Fixierungsempfehlung

Formalin 10%

Originalpublikation**Allgemeine Literaturangaben:**