

Sheet of Specification

REF 10249

KAISERLING Fixierlösung

Zusammensetzung / Content


 CH₂O: 200 ml/l
 KNO₃: 15,0 g/l
 CH₃COOK: 30,0 g/l

Use for:

Fixieren von anatomischen Präparaten

Test:
Specification:

<input checked="" type="checkbox"/>	pH-Wert:	7,4 - 8,1
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	klar
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	glatt
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Geruch:	charakteristisch
<input type="checkbox"/>	Dichte:	
<input type="checkbox"/>	Absorbtion:	
<input type="checkbox"/>	Temp.:	--
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:


 15 ... 25 °C