

Sheet of Specification

REF

14053

Formalin-DecalFix (Eisessig)

Zusammensetzung / Content


800 ml Aqua dest. / VE-Wasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
 100 ml Formaldehyd ~37%, stabilisiert (CAS-Nr.: 50-00-0 / 67-56-1)
 100 ml Essigsäure 99% (CAS-Nr.: 64-19-7)

Use for:

Fixieren von Gewebeproben

Test:**Specification:**

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Geruch:	
<input type="checkbox"/>	Dichte:	1
<input type="checkbox"/>	Absorbtion:	
<input type="checkbox"/>	Temp.:	
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C