

# Sheet of Specification

**REF** 10159

CARNOY Fixierlösung (Chloroform)

**Zusammensetzung / Content**


 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O: 600 ml/l  
 CHCl<sub>3</sub>: 300 ml/l  
 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>: 100 ml/l

**Use for:**

Fixieren von Gewebeproben

**Test:**
**Specification:**

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	--
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	klar
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	glatt
<input type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	--
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	beissend, stechend
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	0,91 g/ml
<input type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

**Spektrogramm Vorgabe:**


 15 ... 25 °C