

# Sheet of Specification

**REF** 10189

Formalin 37 %, säurefrei, stabilisiert

**Zusammensetzung / Content**


results of analysis:

**Use for:**

Fixieren von Gewebeproben

**Test:**
**Specification:**

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	<i>klar</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	<i>glatt</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	<i>beissend, stechend</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

**Spektrogramm Vorgabe:**


 15 ... 25 °C