

# Sheet of Specification

**REF** 10339


Pikrinsäure, wässrig gesättigt

**Zusammensetzung / Content**

C.I.: 10305: 34 g/l

**Use for:**
*Fixieren von Gewebeproben. Modifizierte Ätzlösung.*
**Test:**
**Specification:**

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	<i>gelb, transparent</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	<i>glatt</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	<i>Färbetest</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	<i>charakteristisch</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	<i>Spektrogramm</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	--
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

**Spektrogramm Vorgabe:**


 15 ... 25 °C