

Sheet of Specification

REF 12131

Glutaraldehyd 3,9 %, in SÖRENSEN-Puffer

Zusammensetzung / Content



 Art.-Nr.: 12127 SORENSEN-Puffer pH 7,0: 125 ml/l
 $C_5H_8O_2$: 154,8 ml/l

Use for:

Fixierung für die Elektronenmikroskopie

Test:
Specification:

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	<i>klar</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	<i>glatt</i>
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Geruch:	<i>beissend, stechend</i>
<input type="checkbox"/>	Dichte:	
<input type="checkbox"/>	Absorbtion:	
<input type="checkbox"/>	Temp.:	--
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:


 4 ... 8 °C