

# Sheet of Specification

**REF**

12512

 Kit: Silbermethenamin-Borax
 
**Zusammensetzung / Content**

 Art.-Nr.: 11521 Methenamin 3 %: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 11161 Natriumtetraborat / Borax-Lösung 5 %: 500 ml/l  
 Art.-Nr.: R00027 Aqua bidest.: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 10375 Silbernitrat 5 %: 50 ml/l

**Use for:**

Imprägnieren von Gewebeschnitten

**Test:**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <b>pH-Wert:</b>       |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Farbe:</b>         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Oberfläche:</b>    |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Leistungstest:</b> |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Geruch:</b>        |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Dichte:</b>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Absorbtion:</b>    |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Temp.:</b>         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Osmolarität:</b>   |

**Specification:**

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm Vorgabe:


 siehe