

Sheet of Specification

REF 13206

Färbekit: Alizarinrot S für Kalziumnachweis in Hartgeweben

Zusammensetzung / Content

 Art.-Nr.: 13158 Alizarinrot S, gepuffert pH 4,0: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 13209 Acetat-Puffer pH 4,0: 1000 ml/l

Use for:

Nachweis von Kalzium

Test:

- pH-Wert:
- Farbe:
- Oberfläche:
- Leistungstest:
- Geruch:
- Dichte:
- Absorbtion:
- Temp.:
- Osmolarität:

Specification:

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte


siehe Einzelprodukte

Spektrogramm

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm Vorgabe:



 siehe