

# Sheet of Specification

**REF** 14685

Färbekit: MorPAP-RAPID (PAP-Schnellfärbung)

**IVD**
**Zusammensetzung / Content**

 Art.-Nr.: 14691 MorPAP-RAPID Lösung I für PAP-Schnellfärbung: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 14436 MorPAP-RAPID Lösung II für PAP Schnellfärbung: 1000 ml/l



**Use for:**

Färben von Abstrichpräparaten

**Test:**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <b>pH-Wert:</b>       |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Farbe:</b>         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Oberfläche:</b>    |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Leistungstest:</b> |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Geruch:</b>        |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Dichte:</b>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Absorbtion:</b>    |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Temp.:</b>         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Osmolarität:</b>   |

**Specification:**

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte


siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm Vorgabe:



 siehe