

# Sheet of Specification

**REF**

16680


Färbekit: Genta Färbung für *Helicobacter pylori***Zusammensetzung / Content**

Art.-Nr.: 16656 Bleinitrat 1 %, alkoholisch: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 11180 Silbernitrat 1 %: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 11189 Silbernitrat 0,04 %: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 16662 Hydrochinon 2 %: 2000 ml/l  
 Art.-Nr.: 16674 Gum Mastic (Mastix), alkoholisch: 2000 ml/l  
 Art.-Nr.: 10126 Alcianblau 1 % (pH 2,0 mit Essigsäure): 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 11773 Hämatoxylin nach GILL – III: 1000 ml/l  
 Art.-Nr.: 16668 Treosin: 1000 ml/l

**Use for:**Färben von *Helicobacter pylori***Test:****Specification:**

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	siehe Einzelprodukte
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	Spektrogramm
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

Spektrogramm Vorgabe:



 siehe