

# Sheet of Specification

**REF**

*Technovit 7230 VLC*

**Zusammensetzung / Content**  
: 1 Stk/l

**Use for:**


*Einbetten von Proben in Kunststoffen*

**Test:**

**Specification:**

<input type="checkbox"/> pH-Wert:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Farbe:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Oberfläche:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Leistungstest:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Geruch:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Dichte:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Absorbtion:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Temp.:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Osmolarität:	<input type="text"/>

Spektrogramm Vorgabe:

 15 ... 25 °C